

Inoculante Líquido Esteril

INOCULANTE

QUIMECO

para 1500 kg. de semillas de soja

COMPOSICIÓN

Bacterias fijadoras de Nitrogeno (*Bradyrhizobium japonicum*), viables por gramos a la fecha de elaboración no menos de 1×10^3 y no menos de 1×10^8 a la fecha de vencimiento.

Inertes csp 100 c.c.

Inscrito en **SENSA N° 21182**

N° DE LOTE: VENCIMIENTO: / /

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES
DE UTILIZAR EL PRODUCTO

**CONT.
NETO 3 LITROS**
INDUSTRIA ARGENTINA

Distribuido por: **Laboratorio Quimeco S.R.L.**

Av. Las Palmeras 1452, P.I.M.(L.32/33), 2121 Pérez

Santa Fe - Argentina. Tel. (0341) 4327472

E-mail: info@quimeco.com.ar / www.quimeco.com.ar

Fabricado por: **Establecimiento elaborador**
Nro. A00789

USO: Fertilizante Biológico

COMPOSICIÓN BIOLÓGICA:

Género y especie: Bradyrhizobium Japonicum . Cepa E 109 origen Inta Castelar en soporte acuoso estéril.

Nº de bacterias: Se garantiza a la fecha de elaboración no menos de 1×10^8 bacterias viables por gramo, y no menos de 1×10^8 bacterias viables por gramo de producto al vencimiento. Concentración inicial de bacterias por semilla: mayor a 4.000.000 ufc.

GENERALIDADES: Es una formulación líquida para el tratamiento de la semilla de soja ,de uso inmediato antes de la siembra. Contiene medio estéril con bacterias fijadoras de nitrógeno específicas y seleccionadas (Bradyrhizobium japonicum) lo que garantiza su efectividad en la nodulación y fijación biológica de nitrógeno atmosférico.

PRESENTACION COMERCIAL: Conservadoras de poliestireno para proteger de altas temperaturas conteniendo 100 sachets por 100 cc.c/u.

DOSIS: 1 sachet de 100 cc para inocular 50 kg de semillas de soja

INSTRUCCIONES DE USO: Para el tratamiento de las semilla es aconsejable el uso de tambor giratorio inoculador u otro tipo de recipiente adecuado para estos tratamientos de manera que garanticen un mezclado y distribución uniforme sobre las semillas. En caso de inoculación directa en la tolva de la sembradora, vierta parte del contenido del sachet , mezcle uniformemente con varilla, complete la carga de la tolva con semillas y agregue el resto de Inoculante Quimeco, respetando las indicaciones y dosis enunciadas. Proceda de inmediato a realizar la siembra.

ALMACENAMIENTO: Inoculante Quimeco contiene microorganismos vivos, por lo que es necesario evitar su exposición al sol y a temperaturas elevadas. Almacenar en sus envases originales en lugar fresco, seco y con temperaturas inferiores a $18^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}$. No dejar semilla inoculada expuesta a la luz solar, vientos o altas temperaturas.

VENCIMIENTO: 180 días desde su fecha de elaboración.